



第一步：熟悉软件工作原理

LabOS 系统工作模式基于 B/S 架构 (Browser/Server , 浏览器/服务器) , 不受地方限制, 不用安装任何软件, 只要有网络、有 PC 或 App 就能使用。

1. 建议使用常规浏览器 , 如 IE10+ , Chrome 20+ , Firefox ,360 浏览器
2. 系统登录入口 : <http://lumtech.laboscloud.net>

请记住您的帐号登录入口 ,
建议添加到 IE 收藏夹

The image shows the login interface of the LabOS system. At the top, there is a logo for Lumiere Tech Ltd. Below the logo, there are two buttons: '帐号登录' (Account Login) and '开通申请' (Apply for Access). Underneath these buttons are two input fields: '请输入您的账号' (Please enter your account) and '请输入您的密码' (Please enter your password). A large blue button labeled '点击登录' (Click to Login) is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link for '忘记密码?' (Forgot password?). At the very bottom of the page, there is a footer with the text: '加入收藏 最佳效果配置: IE10+ . Chrome 20+ . Firefox .360浏览器。常见问题 客服QQ群: 431245574'.

如不慎遗忘登录口, 请联系我们 400-810-8267 或将您的情况发送至 marketing@lumtech.com.cn

第二步：系统功能介绍及流程详解

【首页】

- 首页为欢迎页，登陆有操作及更新提示



【库存管理】

- 用于库存数量查询，物料入库、领用、申购操作，历史记录查询

物料初次入库，可以批量导入

批次	库存	品牌	供应商	保存地一级	保存地二级	入库日期	过期日期	质量验收	验收	操作
+ 固相萃取柱	C18 500mg/3ml	【30.00支/盒,AR】	库存:[34盒]	CAS:						申购 详情 入库
+ 分散基质固相萃取	LUMTECH Sin-OuEChERS	【30.00支/盒,PR】	库存:[18盒]	CAS:						申购 详情 入库

系统中下载 xls 模版→填写→导入

模板下载(提示: 导入前, 请点击模板下载...)

选择文件 未选择任何文件

批量导入

批量导入错误列表:

无

新建下载任务

网址:

名称: EXCEL文档 24.00 KB

下载到: 剩: 38.10 GB

【类型维护】

- 查阅库存中的所有物料信息，可进行物料的基本信息修改和创建。

如修改【类型维护】菜单下的所有信息可以从【库存管理】中的批量导入模版中导入，无需逐条新建。

试剂类型

名称	编号	CAS	分类	名称	全部	查询								
<input type="checkbox"/>	自动编号	品类编号	品类名称	类型	规格	保存温度	保存方式	等级	其他规格信息	危险品	报警数量	报警单位	过期提前报警天数	操作
<input type="checkbox"/>	1	固相萃取柱	C18 500mg/3ml	SPE小柱	30.00支/盒,AR	常温	避光	分析纯		普通	2	盒	60	修改 详情 申购 删除



库存管理和类型维护的关系、区别：

库存管理：库存信息管理，为物料领用、申购、入库、查询的主要工作区；属于库存数量操作管理，属传统的 Execl 表单类型。

类型管理：为物料包装规格和基础信息管理的库，用于采购时规格品类查看，修改，批时导入库存时自动导入库信息，不用逐条添加；属于后台物料基本规格信息数据库

【审批】

- 对系统内所有信息的审批操作（角色：审批权限者），审批权限由管理员分配。





【系统设置】

- 管理员角色：可以新建成员帐号（数量≤90 人），进行角色权限分配，发布公告、关联项目，审批配置、领用统计。



系统可分配 7 个角色及角色对应操作

系统角色	对应角色	系统内操作权限
系统管理员	系统管理者	添加成员角色、除审批外所有操作权限
库管	库管员	入库、出库操作、申购、修改库存及规格、归还
库管审批	库管员上级	入库一级审批、入库、出库
领用	检验员	领用、申购
领用审批	检验员上级	领用、申购、申购一级审批、领用一级审批
采购	采购员	采购、验收、申请入库
采购审批	采购员上级	申购购二级审批

- 拥有审批权限的成员：在日常工作中，在【系统设置】功能中查询：公告管理、关联项目、领用统计



- 拥有采购申请或领用权限的成员：在【系统设置】功能中查询：领用统计



- 所有成员可用统计功能

按周期或按产品进行统计，生成图形时可导出图片存到本地



数据列表可按年度统计

品名	规格	单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全部
SinChE RS-Nano	1.00克/支,GFR普通基质	支	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60
pi9.46 marker	250.00 uL/瓶,PT	瓶	0	2	3	3	0	2	0	1	0	0	0	0	11

开始使用系统，需要批量录入基础数据时，建议使用库存管理中的批量导入功能，在相关模块处下载批量导入模版表单即可，参考视频：<https://v.qq.com/x/page/h0542omgyrh.html>



零散物料首次录入系统时，建议使用库存管理中的新试剂申购



如何进行入库、领用、申购操作

入库：入库数量较多时，且库存列表中没有该物料信息，建议使用【批量入库】



已有库存信息办理入库



基本流程：入库（角色：库管、库管审批、系统管理员角色）→需关闭库管审批流程（由管理员在“系统管理”中关闭，关闭后系统自动跳过该节点的审批流程）→入库数量叠加到库存。

领用：【库存管理】查找，支持模糊查找，可按类型、品名或 CAS 号完成查找。高级查找是按照保存地完成查找。对应物料点击右侧的详情，完成领用。



基本流程：领用单编辑（角色：领用人）→领用审批（角色是：领用审批）→库管（角色：库管员）→确认出库（角色：领用人）→归还提醒、归还（角色：库管员）→归还数量，系统自动累加到对应库存数量中（其中，领用审批、库管、确认出库归还流程可在系统设置中选择关闭，关闭后操作会跳过该节点审批流程）注：首次领用新入库物料的领用人，在个人中心消息内会收到一条验收的信息，针对需要补充验收的情况，不用可无视该消息，不影响库存数量

通过右侧下拉菜单选定需要显示的信息。



申购：

新试剂申购：由【库存管理】进入后对应填写新申购物料规格信息；



已有库存申购：由【库存管理】进入后对应填写申购信息；



基本流程：申购（角色：领用）→ 申购审批（角色：领用审批）→ 采购审批（角色：采购审批）→ 采购（角色：采购员）→ 完善采购信息（角色：采购员）→ 验收 → 入库申请（角色：采购员）→ 入库审批（角色：库管审批）→ 库存数量累加。（其中，采购、入库的审批流程可在系统中选择关闭，关闭后操作会跳过该节点审批流程）

如何设置审批流程

系统设置 - 审批配置

成员管理 公告管理 关联项目 审批配置 领用统计

领用审批: 有 领用一级审批对应角色: 领用审批
 比库流程: 无 关闭库管确认对应角色: 库管
 比库审批: 无 出库二次审批对应角色: 库管审批 (不常用)
 入库审批: 有 入库一级审批对应角色: 库管审批
 危险品共用领用: 有 对具有领用权限帐号有用
 危险品共用出库: 有 对具有库管权限帐号有用
 危险品归还日期限制(天): 7
 过期提前排管时间(天): 30 申购二级审批对应角色: 采购审批
 采购领导审批: 有 过期试剂是否可以操作领用功能
 是否允许延期领用: 无

提交 取消

对应物料危险类型为: 危险时生效

库存管理中的统计查询

绿绵科技 Lumiere Tech Ltd. 首页 库存管理 类型维护 审批 标准管理 仪器管理 个人中心 系统设置

绿绵科技LabOS演示账号 marketing@lumtech.com.cn

五项均可批量导出

领用记录 入库记录 出库记录 报损记录 修改记录 申购记录 质量检验记录

筛选条件可选: 物料编号、领用人、日期间隔、项目编号、审批状态

领用人	出库人	品类编号	品类名称	规格	批次	数量	领用单位	项目编号	备注	金额
-----	-----	------	------	----	----	----	------	------	----	----

【申购记录】

绿绵科技 Lumiere Tech Ltd. 首页 库存管理 类型维护 审批 采购 标准管理 仪器管理 个人中心 系统设置

绿绵科技LabOS演示账号 demo@lumtech.com.cn

领用记录 入库记录 出库记录 报损记录 修改记录 申购记录 质量检验记录


自动编号	申购人	品类编号	品类名称	规格	申购数量	备注	状态
4	曲彬	固相萃取柱	C18 500mg/3ml	30.00克/盒,AR	27		已
3	章红斌	研磨配件	玛瑙研磨管 50g	1.00克/支,GR	5		已
2	章红斌	分散基质固相萃取	LUMTECH Sim-Quechers	30.00克/盒,PR	10		已

显示/隐藏列

- 自动编号
- 申购人
- 品类编号
- 品类名称
- 规格
- 申购数量
- 备注
- 状态
- 创建时间

保存

【质量检验记录】



LabOS 系统支持 APP 登陆



开通、升级或问题反馈，请联系北京绿绵科技有限公司，全国服务电话：400-810-8267
或邮件至 marketing@lumtech.com.cn



欢迎关注绿绵微信公众号